


A 312  
Module  
voor het behandelen van viscometers.



- Geschikt voor max. 8.0 viscometers
- Uitgerust met 8 speciale inspuisers A 867
- Sproeierafstand 118 mm in de breedte, 118 mm in de diepte

EAN: 4002516087397 / Materiaalnummer: 11054470 / Oud Materiaalnummer: 69631200D

| Productcategorisatie  |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria       | •                                    |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | •                                    |
| Accessoires bij apparatuur                                  |                                      |
| PG 8583   | •                                    |
| PG 8583 CD  | •                                    |
| PG 8593   | •                                    |
| Productcategorie  |                                      |
| Module voor viscositeitsmeter                               | •                                    |
| Producteigenschappen  |                                      |
| Materiaal   | Roestvrij staal, Kunststof, Silicone |
| Kleur   | Roestvast staal, Zwart               |
| Toepassing  |                                      |
| Herverwerking van laboratoriumglaswerk                      | •                                    |
| Capaciteit  |                                      |
| Viscositeitsmeter [aantal]                                  | 8,0                                  |
| Afmetingen en gewicht                                       |                                      |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm                               | 66                                   |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm                              | 133                                  |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm                               | 479                                  |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                               | 250                                  |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                              | 230                                  |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                               | 505                                  |
| Nettogewicht in kg  | 1,58                                 |
| Brutogewicht in kg  | 2,33                                 |