


A 836

Injectorsproeierset

voor de optimale behandeling van tandverzorgingsinstrumenten met lumina.



- Voor de belading van bovenrek A 105/1
- Verpakkingseenheid met 22 Dental-injectoren A 833

EAN: 4002516204091 / Materiaalnummer: 11054660 / Oud Materiaalnummer: 69783600D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van tandheelkundige instrumenten	•
Herverwerking van holle instrumenten	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	0
Buitenmaat, nettobreedte in mm	0
Buitenmaat, nettodiepte in mm	0
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	120
Buitenmaat, brutodiepte in mm	170
Nettogewicht in kg	0,20
Brutogewicht in kg	0,20