


A 837

Set spoelhulzen

in het bijzonder voor de behandeling van KNO-instrumenten met lumina.



- Voor de belading van bovenrek A 105/1
- Incl. kap en montageklem
- Verpakkingseenheid met 22 spoelhulzen A 817

EAN: 4002516204107 / Materiaalnummer: 11054690 / Oud Materiaalnummer: 69783700D

| | |
|---|----------------------------|
| Productcategorisatie | |
| Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch | • |
| Accessoires bij apparatuur | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Productcategorie | |
| Spoelhuls | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal, Kunststof |
| Kleur | Roestvast staal, Zwart |
| Toepassingsgebied | |
| Herverwerking van KNO-instrumenten | • |
| Herverwerking van holle instrumenten | • |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 0 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 0 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 0 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 55 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 180 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 250 |
| Nettogewicht in kg | 0,53 |
| Brutogewicht in kg | 0,53 |