

A 845

Inspuiter

met plastic steunen, spuitmond diameter 2,5, lengte 125 mm, 1 stuk.



- Geschikt voor injectorwag en -rekken, schroefbaar
- Ideaal voor spoelgoed met openingen van 6 tot 55 mm breed
- Diameter van de kap boven: 5 mm
- Onderdeel van het EasyLoad beladingsysteem

EAN: 4002516188797 / Materiaalnummer: 11056670 /  
Oud Materiaalnummer: 69684500D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
SlimLine-laboratoriumspoelmachines	•
Reinigingsapparaten voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Grote laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•
SlimLine-laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Onderdeel van het EasyLoad beladingsysteem	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	125
Buitenmaat, nettobreedte in mm	60
Buitenmaat, nettodiepte in mm	55
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,01
Brutogewicht in kg	0,02