


A 302/2

Injectormodule

voor optimaal plaatsen van laboratoriumglaswerk – geschikt voor 32 sproeiers.



- Geschikt voor lab. glaswerk zoals erlenmeyers, rondkolf, enz.
- Module zonder injectoren – volgens individuele behoeften
- Tot 32 injectoren
- Onderdeel van het EasyLoad beladingsysteem
- Sproeierafstand 60 mm in de breedte, 57 mm in de diepte
- Bijzonder geschikt voor A 844 en A 845 (inspuiterdiameter 2,5 mm)

EAN: 4002516087656 / Materiaalnummer: 11056790 / Oud Materiaalnummer: 69630202D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Productcategorie	
Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals	•
Inzet voor diverse flessen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Onderdeel van het EasyLoad beladingsysteem	•
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	32
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	72
Buitenmaat, nettobreedte in mm	195
Buitenmaat, nettodiepte in mm	479
Buitenmaat, brutohoogte in mm	200
Buitenmaat, brutobreedte in mm	525
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	1,09
Brutogewicht in kg	2,16