

A 860
Rooster
voor injectormodule A 300/2 en A 300/3.



- Indeling: 2 x 4 velden
- Kan op de injectormodule A 300/2 en A 300/3 worden geplaatst
- Voor een optimale positionering van laboratoriumglaswerk
- Onderdeel van het EasyLoad beladingsysteem

EAN: 4002516087663 / Materiaalnummer: 11056800 / Oud Materiaalnummer: 69686000D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Productcategorie	
Overige inzetrekken/overige modules	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Aantal vakken	8
Breedte van de vakken in mm	114
Lengte van de vakken in mm	114
Onderdeel van het EasyLoad beladingsysteem	•
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	30
Buitenmaat, nettobreedte in mm	250
Buitenmaat, nettodiepte in mm	350
Buitenmaat, brutohoogte in mm	35
Buitenmaat, brutobreedte in mm	300
Buitenmaat, brutodiepte in mm	400
Nettogewicht in kg	0,10
Brutogewicht in kg	0,18