

A 861
Rooster
voor injectormodule A 301/4 en A 301/5



- Indeling: 3 x 6 velden
- Kan op de injectormodule A 301/4 en A 301/5 worden geplaatst
- Voor een optimale positionering van laboratoriumglaswerk
- Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem

EAN: 4002516087670 / Materiaalnummer: 11056810 / Oud Materiaalnummer: 69686100D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Overige inzetrekken/overige modules	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Aantal vakken	18
Breedte van de vakken in mm	74
Lengte van de vakken in mm	74
Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem	•
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Standaard elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	80
Buitenmaat, nettobreedte in mm	200
Buitenmaat, nettodiepte in mm	350
Buitenmaat, brutohoogte in mm	100
Buitenmaat, brutobreedte in mm	210
Buitenmaat, brutodiepte in mm	495
Nettogewicht in kg	0,10
Brutogewicht in kg	1,87