


A 862
Rooster
voor injectormodule A 302/2 en A 302/3.



- Indeling: 4 x 8 velden
- Kan op de injectormodule A 302/2 en A 302/3 worden geplaatst
- Voor een optimale positionering van laboratoriumglaswerk
- Met rilsan coating

EAN: 4002516087687 / Materiaalnummer: 11056820 / Oud Materiaalnummer: 69686200D

| Productcategorisatie | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Accessoires bij apparatuur | |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 7111 | • |
| Productcategorie | |
| Overige inzetrekken/overige modules | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal, Kunststof, Draad, gerilsaneerd |
| Kleur | Roestvast staal, Zwart |
| Aantal vakken | 32 |
| Breedte van de vakken in mm | 56 |
| Lengte van de vakken in mm | 52 |
| Onderdeel van het EasyLoad beladingssysteem | • |
| Toepassing | |
| Herverwerking van laboratoriumglaswerk | • |
| Standaard elektrische aansluiting | |
| Aantal fasen | 0 |
| Spanning in V | 0-0 |
| Frequentie in Hz | 0-0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,00-0,00 |
| Zekering in A | 0-0 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 30 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 250 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 350 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 35 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 300 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 400 |
| Nettogewicht in kg | 0,10 |
| Brutogewicht in kg | 0,18 |