


APLW 002

Wagen

voor optimaal plaatsen van laboratoriumglaswerk met grote inhoud, 5 en 10 l.



- Uitgerust met 5 sproeikoppen
- Voor plaatsing van maximaal 4 flessen met een Ø van max. 240 mm
- Voor plaatsing van maximaal 5 flessen met een Ø van max. 190 mm

EAN: 4002516115304 / Materiaalnummer: 11104490 / Oud Materiaalnummer: 69300200D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Injectorrek	•
Module voor groot laboratoriumglaswerk	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Flessen [aantal]	5
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	413
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	582
Buitenmaat, brutohoogte in mm	580
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	5,94
Brutogewicht in kg	8,49