

APLW 004

Wagen

voor optimaal plaatsen van laboratoriumglaswerk met grote inhoud, 50 l.



- Uitgerust met 1 sproeikop

EAN: 4002516115427 / Materiaalnummer: 11104510 / Oud Materiaalnummer: 69300400D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Injectorrek	•
Module voor groot laboratoriumglaswerk	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Flessen [aantal]	1
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	588
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	582
Buitenmaat, brutohoogte in mm	760
Buitenmaat, brutobreedte in mm	625
Buitenmaat, brutodiepte in mm	715
Nettogewicht in kg	4,68
Brutogewicht in kg	9,83