

APLW 006

Wagen

voor het optimaal plaatsen van maximaal 121 pipetten.



- Voor het optimaal plaatsen van maximaal 121 pipetten, loodrecht

EAN: 4002516115441 / Materiaalnummer: 11104530 / Oud Materiaalnummer: 69300600D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen voor pipetten	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van pipetten/injectieflacons	•
<b>Capaciteit</b>	
Pipetten [aantal]	121
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	195
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	575
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	4,94
Brutogewicht in kg	7,38