

APLW 006

Wagen

voor het optimaal plaatsen van maximaal 121 pipetten.



- Voor het optimaal plaatsen van maximaal 121 pipetten, loodrecht

EAN: 4002516115441 / Materiaalnummer: 11104530 / Oud Materiaalnummer: 69300600D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Wagen voor pipetten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van pipetten/injectieflacons	•
Capaciteit	
Pipetten [aantal]	121
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	195
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	575
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	4,94
Brutogewicht in kg	7,38