

APLW 007

Wagen

voor het optimaal plaatsen van 2 pipetcassettes.



- Voor de onderste niveaus
- Maximale lengte pipetten: 520 mm

EAN: 4002516115458 / Materiaalnummer: 11104540 / Oud Materiaalnummer: 69300700D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen voor pipetten	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Herverwerking van pipetten/injectieflacons	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	580
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	420
Buitenmaat, brutohoogte in mm	580
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	7,18
Brutogewicht in kg	9,98