

APLW 009

Wagen

voor het optimaal plaatsen van 2 pipetcassettes.



**Image  
in progress**

- Voor de onderste niveaus
- Maximale lengte pipetten: 290 mm

EAN: 4002516115472 / Materiaalnummer: 11104560 /  
Oud Materiaalnummer: 69300900D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 6011	•
<b>Productcategorie</b>	
Wagen voor pipetten	•
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van pipetten/injectieflacons	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	166
Buitenmaat, nettobreedte in mm	245
Buitenmaat, nettodiepte in mm	66
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	6,22
Brutogewicht in kg	8,56