

APLW 011

Bovenrek

met 110 lege injectieplaatsen voor sproeikoppen Ø 2,5 mm.



- Alleen geschikt voor het gebruik op de bovenste niveaus

EAN: 4002516115496 / Materiaalnummer: 11104580 / Oud Materiaalnummer: 69301100D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Injectorrek	•
Bovenrek	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Wit
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Ampullen [aantal]	110
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	110
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	160
Buitenmaat, nettobreedte in mm	532
Buitenmaat, nettodiepte in mm	560
Buitenmaat, brutohoogte in mm	350
Buitenmaat, brutobreedte in mm	560
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	5,20
Brutogewicht in kg	7,80