

APLW 011

Bovenrek

met 110 lege injectieplaatsen voor sproeikoppen Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Alleen geschikt voor het gebruik op de bovenste niveaus

EAN: 4002516115496 / Materiaalnummer: 11104580 / Oud Materiaalnummer: 69301100D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Wit
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Ampullen [aantal]	110
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	110
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	160
Buitenmaat, nettobreedte in mm	532
Buitenmaat, nettodiepte in mm	560
Buitenmaat, brutohoogte in mm	350
Buitenmaat, brutobreedte in mm	560
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	5,20
Brutogewicht in kg	7,80