

APLW 013/2

Bovenrek

voorzien van injectoren, 32 x APLW 051 en 10 x APLW 055



Image
in progress

- Alleen geschikt voor het gebruik op de bovenste niveaus

EAN: 4002516115533 / Materiaalnummer: 11104620 / Oud Materiaalnummer: 69301302D

| | |
|---|-----------------------------|
| Productcategorisatie | |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Accessoires bij apparatuur | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Productcategorie | |
| Injectorrek | • |
| Bovenrek | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal, Kunststof |
| Kleur | Blauw, Roestvast staal, Wit |
| Toepassingsgebied | |
| Herverwerking van laboratoriumglaswerk | • |
| Capaciteit | |
| Glaswerk met nauwe hals [aantal] | 42 |
| Flessen [aantal] | 42 |
| Erlenmeyers [aantal] | 42 |
| Rondkolven [aantal] | 42 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 250 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 535 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 570 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 355 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 565 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 615 |
| Nettogewicht in kg | 4,55 |
| Brutogewicht in kg | 9,00 |
| Meegeleverde verpakking | |
| APLW 051, inspuiter Ø 4 mm, lengte 110 mm [aantal] | 32 |
| APLW 055, inspuiter Ø 6 mm, lengte 175 mm [aantal] | 10 |