

APLW 013/2

Bovenrek

voorzien van injectoren, 32 x APLW 051 en 10 x APLW 055



**Image**  
in progress

- Alleen geschikt voor het gebruik op de bovenste niveaus

EAN: 4002516115533 / Materiaalnummer: 11104620 / Oud Materiaalnummer: 69301302D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Injectorrek	•
Bovenrek	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Wit
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	42
Flessen [aantal]	42
Erlenmeyers [aantal]	42
Rondkolven [aantal]	42
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	250
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	570
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	4,55
Brutogewicht in kg	9,00
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
APLW 051, inspuiter Ø 4 mm, lengte 110 mm [aantal]	32
APLW 055, inspuiter Ø 6 mm, lengte 175 mm [aantal]	10