

APLW 014/1
Bovenrek
voorzien van 20 inspuisers APLW 055



- Alleen geschikt voor het gebruik op de bovenste niveaus

EAN: 4002516115557 / Materiaalnummer: 11104640 / Oud Materiaalnummer: 69301401D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Wit
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	20
Flessen [aantal]	20
Erlenmeyers [aantal]	20
Rondkolven [aantal]	20
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	250
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	570
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	4,22
Brutogewicht in kg	8,45
Meegeleverde verpakking	
APLW 055, inspuiser Ø 6 mm, lengte 175 mm [aantal]	20