

APLW 017
Bovenrek
met 121 lege injectieplaatsen.



- Alleen geschikt voor het gebruik op de bovenste niveaus
- 200 x 490 mm bruikbare ruimte

EAN: 4002516115595 / Materiaalnummer: 11104670 / Oud Materiaalnummer: 69301700D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Wit
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Reageerbuizen [aantal]	121
Ampullen [aantal]	121
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	160
Buitenmaat, nettobreedte in mm	532
Buitenmaat, nettodiepte in mm	560
Buitenmaat, brutohoogte in mm	350
Buitenmaat, brutobreedte in mm	560
Buitenmaat, brutodiepte in mm	610
Nettogewicht in kg	4,20
Brutogewicht in kg	7,00