

APLW 019

Bovenrek

met 121 lege injectieplaatsen voor sproeikoppen Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Alleen geschikt voor het gebruik op de bovenste niveaus

EAN: 4002516115724 / Materiaalnummer: 11104700 / Oud Materiaalnummer: 69301900D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Wit
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Reageerbuizen [aantal]	121
Ampullen [aantal]	121
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	93
Buitenmaat, nettobreedte in mm	534
Buitenmaat, nettodiepte in mm	569
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	5,52
Brutogewicht in kg	7,96