


APLW 019/1

Bovenrek

voorzien van 121 inspuisers APLW 047.



- Alleen geschikt voor het gebruik op de bovenste niveaus

EAN: 4002516115731 / Materiaalnummer: 11104710 / Oud Materiaalnummer: 69301901D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Wit
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Reageerbuizen [aantal]	121
Ampullen [aantal]	121
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	200
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	570
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	6,64
Brutogewicht in kg	9,06
Meegeleverde verpakking	
APLW 047 inspuiter Ø 2,5 mm, lengte 50 mm [aantal]	121