

APLW 020

Onderrek

met 121 lege injectieplaatsen voor sproeikoppen Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus

EAN: 4002516115748 / Materiaalnummer: 11104720 / Oud Materiaalnummer: 69302000D

| | |
|---|-----------------------------|
| Productcategorisatie | |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Accessoires bij apparatuur | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Productcategorie | |
| Injectorrek | • |
| Onderrek | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal, Kunststof |
| Kleur | Roestvast staal, Zwart, Wit |
| Toepassingsgebied | |
| Herverwerking van laboratoriumglaswerk | • |
| Capaciteit | |
| Reageerbuizen [aantal] | 121 |
| Ampullen [aantal] | 121 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 580 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 534 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 534 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 355 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 562 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 675 |
| Nettogewicht in kg | 6,20 |
| Brutogewicht in kg | 8,64 |