

APLW 020/1

Onderrek

voorzien van 121 inspuitsers APLW 047.



Image
in progress

- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus

EAN: 4002516115755 / Materiaalnummer: 11104730 / Oud Materiaalnummer: 69302001D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Onderrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Zwart, Wit
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Reageerbuizen [aantal]	121
Ampullen [aantal]	121
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	200
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	575
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	562
Buitenmaat, brutodiepte in mm	675
Nettogewicht in kg	8,64
Brutogewicht in kg	11,26
Meegeleverde verpakking	
APLW 047 inspuiter Ø 2,5 mm, lengte 50 mm [aantal]	121