

APLW 021

Onderrek

met 110 lege injectieplaatsen voor sproeikoppen Ø 2,5 mm.



**Image**  
in progress

- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus

EAN: 4002516115762 / Materiaalnummer: 11104740 / Oud Materiaalnummer: 69302100D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Injectorrek	•
Onderrek	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart, Wit
<b>Toepassingsgebied</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Reageerbuizen [aantal]	110
Ampullen [aantal]	110
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	110
Flessen [aantal]	110
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	575
Buitenmaat, nettobreedte in mm	504
Buitenmaat, nettodiepte in mm	450
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	562
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	5,91
Brutogewicht in kg	8,35