

APLW 022

Onderrek

met 70 lege injectieplaatsen voor sproeikoppen Ø 2,5 mm.



**Image**  
in progress

- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus

EAN: 4002516115779 / Materiaalnummer: 11104750 / Oud Materiaalnummer: 69302200D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Injectorrek	•
Onderrek	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart, Wit
<b>Toepassingsgebied</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	70
Flessen [aantal]	70
Erlenmeyers [aantal]	70
Rondkolven [aantal]	70
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	580
Buitenmaat, nettobreedte in mm	515
Buitenmaat, nettodiepte in mm	534
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	562
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	5,83
Brutogewicht in kg	8,27