

APLW 023

Onderrek

met 56 lege injectieplaatsen voor sproeikoppen Ø 2,5 mm.



- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus

EAN: 4002516115786 / Materiaalnummer: 11104760 / Oud Materiaalnummer: 69302300D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Onderrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart, Wit
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	56
Flessen [aantal]	56
Erlenmeyers [aantal]	56
Rondkolven [aantal]	56
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	575
Buitenmaat, nettobreedte in mm	504
Buitenmaat, nettodiepte in mm	480
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	562
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	5,48
Brutogewicht in kg	7,91