

APLW 024/1

Onderrek

voorzien van 42 inspuisers APLW 052.



**Image**  
in progress

- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus

EAN: 4002516115809 / Materiaalnummer: 11104780 / Oud Materiaalnummer: 69302401D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Injectorrek	•
Onderrek	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Zwart, Wit
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	42
Flessen [aantal]	42
Erlenmeyers [aantal]	42
Rondkolven [aantal]	42
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	160
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	575
Buitenmaat, brutohoogte in mm	352
Buitenmaat, brutobreedte in mm	562
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	5,22
Brutogewicht in kg	8,83
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
APLW 052 inspuiser Ø 4 mm, lengte 175 mm [aantal]	42