

APLW 026

Onderrek

met 20 lege injectieplaatsen voor sproeikoppen.



Image
in progress

- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus

EAN: 4002516115854 / Materiaalnummer: 11104830 / Oud Materiaalnummer: 69302600D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Onderrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart, Wit
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	20
Flessen [aantal]	20
Erlenmeyers [aantal]	20
Rondkolven [aantal]	20
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	570
Buitenmaat, nettobreedte in mm	536
Buitenmaat, nettodiepte in mm	516
Buitenmaat, brutohoogte in mm	340
Buitenmaat, brutobreedte in mm	555
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	4,92
Brutogewicht in kg	7,40