

APLW 028

Onderrek

met 27 lege injectieplaatsen voor sproeikoppen.



Image
in progress

- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus

EAN: 4002516115885 / Materiaalnummer: 11104860 / Oud Materiaalnummer: 69302800D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Onderrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart, Wit
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	27
Flessen [aantal]	27
Erlenmeyers [aantal]	27
Rondkolven [aantal]	27
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	458
Buitenmaat, nettobreedte in mm	420
Buitenmaat, nettodiepte in mm	35
Buitenmaat, brutohoogte in mm	340
Buitenmaat, brutobreedte in mm	555
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	4,98
Brutogewicht in kg	7,30