

APLW 030

Onderrek

met 12 lege injectieplaatsen voor sproeikoppen.



Image
in progress

- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus
- 220 x 490 mm bruikbare ruimte

EAN: 4002516115908 / Materiaalnummer: 11104880 / Oud Materiaalnummer: 69303000D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Onderrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart, Wit
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	12
Flessen [aantal]	12
Erlenmeyers [aantal]	12
Rondkolven [aantal]	12
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	135
Buitenmaat, nettobreedte in mm	424
Buitenmaat, nettodiepte in mm	582
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	4,32
Brutogewicht in kg	6,72