


APLW 030/1

Onderrek

voorzien van inspuiters, 6 x APLW 067 en 6 x APLW 066.



- Alleen geschikt voor het gebruik op de onderste niveaus

EAN: 4002516115915 / Materiaalnummer: 11104890 / Oud Materiaalnummer: 69303001D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Onderrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal, Zwart, Wit
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Glaswerk met nauwe hals [aantal]	12
Flessen [aantal]	12
Erlenmeyers [aantal]	12
Rondkolven [aantal]	12
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	235
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	575
Buitenmaat, brutohoogte in mm	355
Buitenmaat, brutobreedte in mm	565
Buitenmaat, brutodiepte in mm	615
Nettogewicht in kg	5,33
Brutogewicht in kg	8,55
Meegeleverde verpakking	
APLW 066 inspuiters Ø 6 mm, lengte 175 mm [aantal]	6
APLW 067 inspuiters Ø 6 mm, lengte 225 mm [aantal]	6