


APLW 033
Rooster
om een egaal oppervlak te maken.



- Geschikt voor de APLW 000
- Reductie van de maximale beladingshoogte met 50 mm

EAN: 4002516115953 / Materiaalnummer: 11104930 / Oud Materiaalnummer: 69303300D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Overige inzetstukken	•
Onderlegger	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	444
Buitenmaat, nettobreedte in mm	473
Buitenmaat, nettodiepte in mm	60
Buitenmaat, brutohoogte in mm	190
Buitenmaat, brutobreedte in mm	435
Buitenmaat, brutodiepte in mm	512
Nettogewicht in kg	1,22
Brutogewicht in kg	2,85