


APLW 033  
Rooster  
om een egaal oppervlak te maken.



- Geschikt voor de APLW 000
- Reductie van de maximale beladingshoogte met 50 mm

EAN: 4002516115953 / Materiaalnummer: 11104930 / Oud Materiaalnummer: 69303300D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Overige inzetstukken	•
Onderlegger	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	444
Buitenmaat, nettobreedte in mm	473
Buitenmaat, nettodiepte in mm	60
Buitenmaat, brutohoogte in mm	190
Buitenmaat, brutobreedte in mm	435
Buitenmaat, brutodiepte in mm	512
Nettogewicht in kg	1,22
Brutogewicht in kg	2,85