


APLW 034

Afdekken

Hoogte 250 mm, om delicaat spoelgoed te fixeren.



EAN: 4002516115960 / Materiaalnummer: 11104940 / Oud Materiaalnummer: 69303400D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Overige inzetstukken	•
Afdekking	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	250
Buitenmaat, nettobreedte in mm	248
Buitenmaat, nettodiepte in mm	248
Buitenmaat, brutohoogte in mm	330
Buitenmaat, brutobreedte in mm	312
Buitenmaat, brutodiepte in mm	315
Nettogewicht in kg	0,52
Brutogewicht in kg	1,38