

APLW 036

Afdekken

Hoogte 45 mm, om delicaat spoelgoed te fixeren.



EAN: 4002516115984 / Materiaalnummer: 11104960 /  
Oud Materiaalnummer: 69303600D

#### Productcategorisatie

Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria •

#### Accessoires bij apparatuur

PLW 6011 •

PLW 6111 •

#### Productcategorie

Overige inzetstukken •

Afdekking •

#### Toepassing

Herverwerking van laboratoriumglaswerk •

#### Producteigenschappen

Materiaal Roestvrij staal

Kleur Roestvast staal

#### Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm 248

Buitenmaat, nettobreedte in mm 248

Buitenmaat, nettodiepte in mm 45

Buitenmaat, brutohoogte in mm 278

Buitenmaat, brutobreedte in mm 57

Buitenmaat, brutodiepte in mm 285

Nettogewicht in kg 0,39

Brutogewicht in kg 0,54