

APLW 037

Beschermrooster

in hoogte verstelbaar, om delicaat spoelgoed te fixeren



EAN: 4002516115991 / Materiaalnummer: 11104970 / Oud Materiaalnummer: 69303700D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Overige inzetstukken	•
Afdekking	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	225
Buitenmaat, nettobreedte in mm	369
Buitenmaat, nettodiepte in mm	380
Buitenmaat, brutohoogte in mm	350
Buitenmaat, brutobreedte in mm	430
Buitenmaat, brutodiepte in mm	510
Nettogewicht in kg	1,13
Brutogewicht in kg	2,82