

APLW 038

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van erlenmeyers met wijde hals en maatcilinders.



- Uitgerust met 14 veerhaken
175 mm & 14 105 mm hoogte

EAN: 4002516116004 / Materiaalnummer: 11104980 / Oud Materiaalnummer: 69303800D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Inzetrek/module voor glaswerk met nauwe hals	•
Inzet voor diverse flessen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	185
Buitenmaat, nettobreedte in mm	195
Buitenmaat, nettodiepte in mm	450
Buitenmaat, brutohoogte in mm	345
Buitenmaat, brutobreedte in mm	435
Buitenmaat, brutodiepte in mm	510
Nettogewicht in kg	0,60
Brutogewicht in kg	2,41