


APLW 040

Inzet

voor het optimaal plaatsen van reageerbuizen, hoogte 100 mm.



- Te gebruiken met deksel APLW 043

EAN: 4002516116028 / Materiaalnummer: 11105000 / Oud Materiaalnummer: 69304000D

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet/module voor reageerbuizen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Maximale beladingshoogte in mm	115
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	100
Buitenmaat, nettobreedte in mm	220
Buitenmaat, nettodiepte in mm	220
Buitenmaat, brutohoogte in mm	330
Buitenmaat, brutobreedte in mm	315
Buitenmaat, brutodiepte in mm	315
Nettogewicht in kg	0,47
Brutogewicht in kg	1,58