


APLW 041

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van reageerbuizen, hoogte 130 mm.

EAN: 4002516116035 / Materiaalnummer: 11105010 / Oud Materiaalnummer: 69304100D



- Te gebruiken met deksel APLW 043

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Inzet/module voor reageerbuizen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Maximale beladingshoogte in mm	115
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	130
Buitenmaat, nettobreedte in mm	220
Buitenmaat, nettodiepte in mm	220
Buitenmaat, brutohoogte in mm	330
Buitenmaat, brutobreedte in mm	300
Buitenmaat, brutodiepte in mm	315
Nettogewicht in kg	0,55
Brutogewicht in kg	1,35