


APLW 044

Distributienetwerk

voor het delen van het grondoppervlak in de APLW 040–042.

EAN: 4002516116066 / Materiaalnummer: 11105040 / Oud Materiaalnummer: 69304400D



Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Inzet/module voor reageerbuizen	•
Houder	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	75
Buitenmaat, nettobreedte in mm	205
Buitenmaat, nettodiepte in mm	200
Buitenmaat, brutohoogte in mm	215
Buitenmaat, brutobreedte in mm	170
Buitenmaat, brutodiepte in mm	270
Nettogewicht in kg	0,36
Brutogewicht in kg	0,60