

APLW 045

Inspuiter

met kunststof ondersteuning, kegelvorm, Ø 2,5, lengte 80 mm.



Image
in progress

- Geschikt voor normale injectorrekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief spuitdopmoer, Ø 4 mm

EAN: 4002516116073 / Materiaalnummer: 11105050 / Oud Materiaalnummer: 69304500D

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	15
Buitenmaat, nettobreedte in mm	15
Buitenmaat, nettodiepte in mm	90
Buitenmaat, brutohoogte in mm	40
Buitenmaat, brutobreedte in mm	65
Buitenmaat, brutodiepte in mm	118
Nettogewicht in kg	0,01
Brutogewicht in kg	0,02