

APLW 046

Inspuiter

met kunststof ondersteuning, kegelvorm en veerhouder, Ø 2,5, lengte 80 mm.

EAN: 4002516116080 / Materiaalnummer: 11105060 / Oud Materiaalnummer: 69304600D



- Geschikt voor normale injectorrekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief spuitdopmoer, Ø 4 mm

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal
Toepassing	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	12
Buitenmaat, nettobreedte in mm	20
Buitenmaat, nettodiepte in mm	90
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,01
Brutogewicht in kg	0,01