

APLW 050

Inspuiter

met kunststof ondersteuning, stervorm, Ø 4, lengte 75 mm.

EAN: 4002516116110 / Materiaalnummer: 11105100 / Oud Materiaalnummer: 69305000D



- Geschikt voor normale injectorekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief spuitdopmoer, Ø 5 mm

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	33
Buitenmaat, nettobreedte in mm	37
Buitenmaat, nettodiepte in mm	77
Buitenmaat, brutohoogte in mm	40
Buitenmaat, brutobreedte in mm	65
Buitenmaat, brutodiepte in mm	118
Nettogewicht in kg	0,01
Brutogewicht in kg	0,03