

APLW 050

Inspuiter

met kunststof ondersteuning, stervorm, Ø 4, lengte 75 mm.

EAN: 4002516116110 / Materiaalnummer: 11105100 / Oud Materiaalnummer: 69305000D



- Geschikt voor normale injectorekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief spuitdopmoer, Ø 5 mm

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Productcategorisatie</b>                                 |                            |
| Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | •                          |
| <b>Accessoires bij apparatuur</b>                           |                            |
| PLW 6011  | •                          |
| PLW 6111  | •                          |
| <b>Productcategorie</b>                                     |                            |
| Inspuiter   | •                          |
| <b>Producteigenschappen</b>                                 |                            |
| Materiaal   | Roestvrij staal, Kunststof |
| Kleur   | Blauw, Roestvast staal     |
| <b>Toepassing</b>   |                            |
| Herverwerking van laboratoriumglaswerk                      | •                          |
| <b>Afmetingen en gewicht</b>                                |                            |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm                               | 33                         |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm                              | 37                         |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm                               | 77                         |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm                               | 40                         |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm                              | 65                         |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm                               | 118                        |
| Nettogewicht in kg  | 0,01                       |
| Brutogewicht in kg  | 0,03                       |