


APLW 051

Inspuiter

met kunststof ondersteuning, stervorm met vergrendeling, Ø 4, lengte 110 mm.

EAN: 4002516116127 / Materiaalnummer: 11105110 / Oud Materiaalnummer: 69305100D



- Geschikt voor normale injectorreken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief spuitdopmoer, Ø 5 mm

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Inspuiter	•
<b>Toepassing</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	54
Buitenmaat, nettobreedte in mm	54
Buitenmaat, nettodiepte in mm	115
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,02
Brutogewicht in kg	0,02