

APLW 052

Inspuiter

met kunststof ondersteuning, stervorm met vergrendeling, Ø 4, lengte 175 mm.

EAN: 4002516117278 / Materiaalnummer: 11105120 / Oud Materiaalnummer: 69305200D



- Geschikt voor normale injectorrekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief spuitdopmoer, Ø 5 mm

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	54
Buitenmaat, nettobreedte in mm	54
Buitenmaat, nettodiepte in mm	178
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	100
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Nettogewicht in kg	0,02
Brutogewicht in kg	0,02