

APLW 056

Inspuiter

met kunststof ondersteuning, stervorm met vergrendeling, Ø 6, lengte 225 mm.

EAN: 4002516116219 / Materiaalnummer: 11105160 / Oud Materiaalnummer: 69305600D



- Geschikt voor normale injectorekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief mondstukdop, Ø 10 mm

Productcategorisatie	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij apparatuur	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	75
Buitenmaat, nettobreedte in mm	75
Buitenmaat, nettodiepte in mm	232
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	100
Buitenmaat, brutodiepte in mm	150
Nettogewicht in kg	0,02
Brutogewicht in kg	0,03