

APLW 059

Inspuiter

met kunststof ondersteuning en wasgoedfixering met vergr., Ø 6, lengte 225 mm.

EAN: 4002516116257 / Materiaalnummer: 11105190 / Oud Materiaalnummer: 69305900D



- Geschikt voor normale injectorrekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief mondstukdop, Ø 10 mm

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Inspuiter	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	77
Buitenmaat, nettobreedte in mm	77
Buitenmaat, nettodiepte in mm	258
Buitenmaat, brutohoogte in mm	55
Buitenmaat, brutobreedte in mm	100
Buitenmaat, brutodiepte in mm	300
Nettogewicht in kg	0,05
Brutogewicht in kg	0,12