

APLW 061

Inspuiter

met kunststof ondersteuning en flessenhalsinvoerpunt, ster, Ø 6, lengte 115 mm.

EAN: 4002516116271 / Materiaalnummer: 11105210 / Oud Materiaalnummer: 69306100D



- Geschikt voor normale injectorekken en -wagens
- Geschikt voor bijv. maatcilinders, maatkolven en reageerbuizen
- Inclusief mondstukdop, Ø 10 mm

<b>Productcategorisatie</b>	
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij apparatuur</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Productcategorie</b>	
Inspuiter	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Blauw, Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Herverwerking van laboratoriumglaswerk	•
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	76
Buitenmaat, nettobreedte in mm	76
Buitenmaat, nettodiepte in mm	124
Buitenmaat, brutohoogte in mm	55
Buitenmaat, brutobreedte in mm	90
Buitenmaat, brutodiepte in mm	95
Nettogewicht in kg	0,03
Brutogewicht in kg	0,06